

Labexchange
—service—




**Service für alle Labor-
und Analysysteme.**
Qualifiziert.
Herstellerunabhängig.



Service auf höchstem Niveau.



Unser Leistungsspektrum



Laborgeräte Service

- ▲ Gaschromatographen
- ▲ HPLC-Systeme
- ▲ Zentrifugen
- ▲ Wärmeschränke
- ▲ Kühlschränke
- ▲ GC/MS- , LC/MS- Kopplungen
- ▲ Labortechnik




Laboreinrichtung

- ▲ Laborabzüge
- ▲ Labormöbel
- ▲ Laborspülen
- ▲ Sicherheitsschränke
- ▲ Arbeitsplätze


Sicherheitswerkbänke

- ▲ Service mit Fachkundenachweis
- ▲ Transport und Aufstellung
- ▲ Einmessung
- ▲ Filterwechsel
- ▲ Labexflow Sicherheitswerkbänke



Ersatzteil-Shop

- ▲ Varian Typ GC 3400 / 3500 / 3600
- ▲ Varian GC Typ 3800 / 3900 / 400er-Serie
- ▲ Varian MS 1200 / 300 / 320
- ▲ Varian MS Saturn 1 bis 4D
- ▲ Varian MS 2000 / 2100 / 2200-220
- ▲ Varian MS 4000-240
- ▲ Autosamplersysteme 8200 / 8400 8410
- ▲ Combipal mit allen Optionen



Entdecken Sie unsere Produkte auf www.ebay.de/str/labexchange-service



Service auf höchstem Niveau

ÜBERPRÜFUNG KÜHL-, GEFRIER-, TROCKEN- UND WÄRMESCHRÄNKE

ab **96 €***

Leistungsumfang:

- ▶ Prüfung gemäß DGUV 3, §4 ArbStättV.
- ▶ Prüfung Dokumentation und Aufstellung
- ▶ Prüfung Funktion und Nutzung
- ▶ Inkl. Protokoll und Prüfplakette

ÜBERPRÜFUNG SICHERHEITSSCHRÄNKE

ab **86 €***

Leistungsumfang:

- ▶ Prüfung gemäß DGUV 1, §4 ArbStättV.
- ▶ Prüfung Dokumentation und Aufstellung
- ▶ Prüfung Funktion und Nutzung
- ▶ Inkl. Protokoll und Prüfplakette

ÜBERPRÜFUNG SICHERHEITSWERKBÄNKE

ab **326 €***

Leistungsumfang:

- ▶ Funktions- und Sicherheitsüberprüfung
- ▶ Luftgeschwindigkeitsmessung DIN EN 12469, Downflowrate und Eintrittsgeschwindigkeit
- ▶ Elektrische Prüfung nach DGUV 3
- ▶ Prüfung der Filterintegrität und Dichtsitz durch Scantest mit Partikelzähler
- ▶ Messung Geräuschpegel und Lichtintensität
- ▶ Strömungsvisualisierung und Prüfung der Strömungsrichtung mittels Nebelgenerator
- ▶ Prüfung Umgebungsbedingungen und Kennzeichnung
- ▶ Inkl. Protokoll und Prüfplakette

ÜBERPRÜFUNG UVV (ULTRA) ZENTRIFUGEN

Leistungsumfang:

- ▶ Prüfung nach DGUV-Regel 100-500
- ▶ Funktions- und Sicherheitsüberprüfung
- ▶ Elektrische Prüfung nach DGUV 3
- ▶ Inkl. Protokoll und Prüfplakette

im Betriebszustand: **ab 96 €***

zerlegt: **ab 196 €***

bei Ultra Zentrifugen: **ab 296 €***

ÜBERPRÜFUNG LABORABZÜGE

Leistungsumfang:

- ▶ Prüfung gemäß DIN EN 14175 Teil IV
- ▶ Inkl. Protokoll und Prüfplakette

ab 276 €*

mit Sicherheitsschrank: **ab 296 €***

ÜBERPRÜFUNG ULTRATIEFKÜHLSCHRÄNKE

Leistungsumfang:

- ▶ Prüfung gemäß DGUV 3, §4 ArbStättV.
- ▶ Prüfung Dokumentation und Aufstellung
- ▶ Prüfung Funktion und Nutzung
- ▶ Inkl. Protokoll und Prüfplakette

ab 106 €*

Weitere Infos unter: www.labexchange-service.com



*Preise zzgl. Reisekosten





Für Sie sind wir flexibel und dynamisch
in unseren modernen Serviceräumen
unterwegs.

Service für alle Labor- und Analysesysteme Qualifiziert. Herstellerunabhängig.

Qualifizierter Laborgeräte-Service bedeutet nicht nur die primäre Instandsetzung von Labor- und Analysesystemen, sondern auch die maximale Unterstützung im Umgang mit diesen sensiblen Geräten zu bieten. Die Kombination aus qualifizierter Unterstützung und unabhängigem Service ist das größte Anliegen der Labexchange Service GmbH.

Hinter der Labexchange Service GmbH steht das Konzept, der unabhängige, kostengünstige und qualifizierte Partner für Wartungen, Reparaturen und Sicherheitsprüfungen für Ihre Laborgeräte zu sein. Als Tochtergesellschaft von Labexchange profitieren Sie von den erfahrenen Servicetechnikern und zusätzlich aus dem enormen Erfahrungsschatz des Weltmarktführers im Bereich der gebrauchten Labor- und Analysesysteme.

Fachkundiger Service für Laborgeräte aller Hersteller und aller Baujahre

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum in der Wartung, der Reparatur, der Prüfung und der Instandsetzung Ihrer Labortechnik jeglicher Art und sämtlicher Marken. Darüber hinaus übernehmen spezialisierte Techniker die Installation, PC-Softwareanbindung oder den Umzug von Gaschromatographen, HPLC-Systemen, MS-Kopplungen oder Laborgeräten





verschiedenster Art. Jede Konfiguration kann entweder in den firmeneigenen Servicelaboren oder beim Kunden vor Ort repariert oder gewartet werden. Kunden profitieren von der verlängerten Lebensdauer der Laborgeräte. Mit unseren erfahrenen Servicetechnikern bieten wir Ihnen individuelle Lösungen für Ihren Bedarf.

Wiederkehrende Prüfungen für Sicherheit in Ihrem Labor

Viele Geräte und Anlagen im Labor müssen jährlich auf die Betriebssicherheit überprüft werden. Als herstellerunabhängige Servicefirma prüft Labexchange Service Ihre Anlagen unabhängig vom Modell und Alter nach den gültigen Verordnungen und Normen. Die Techniker sind zertifiziert und geschult und haben mehrere Jahre Erfahrung mit den entsprechenden Geräten. Darüber hinaus werden im Rahmen der ISO 9001-Zertifizierung nur kalibrierte Prüfgeräte verwendet. Alle Arbeiten werden übersichtlich in Prüfprotokollen doku-

mentiert und in digitaler oder analoger Form bereitgestellt.

Das gesamte Prüfangebot finden Sie ausführlich auf unserer Homepage oder fragen Sie einfach direkt nach einem individuellen Angebot passgenau für Ihre Bedürfnisse.

Gefahrloses Arbeiten durch die zertifizierte Wartung von Sicherheitswerkbänken

Zertifizierte und geschulte Servicetechniker prüfen alle mikrobiologischen Sicherheitswerkbänke und Zytostatika-Werkbänke nach gesetzlich vorgeschriebenen Normen. Die regelmäßige Wartung der Werkbänke schützt Sie und Ihre Mitarbeiter im täglichen Umgang damit.

Zusätzlich zu den wiederkehrenden Prüfungen führen wir Reparaturen und Filterwechsel an Ihren Werkbänken durch.

Fordern Sie uns heraus – wir erstellen gerne ein maßgeschneidertes Angebot für Sie.

Service-Spezialist für Wartung & Installation



Freundliche und kompetente Beratung

Bei Labexchange erwartet Sie ein fachkundiges Team von Chemikern, Chemieingenieuren, Wirtschaftsingenieuren und Betriebswirten. Mit Labexchange stehen Ihnen erfahrene Ansprechpartner für alle Themen rund um Gerätekonfiguration, Applikation, Geräteankauf und Geräteverkauf zur Seite.



Labexchange —service—



Ihre Ansprechpartnerin für
Labexchange Service GmbH
Nathalie Polzin · Vertrieb

+49 7475 95361-31
info@labexchange-service.com

Labexchange Service GmbH
Bruckstraße 58 · 72393 Burladingen · Phone +49 7475 95361-0
www.labexchange-service.com · info@labexchange-service.com

Part of the Labexchange Group
The world of sustainable laboratory equipment.



Melden Sie sich jetzt zum **Newsletter** an
und verpassen Sie keine Angebote mehr!

